



Best. Nr.	Kappe/Ring Artikel-Nr.	Anwendung	Bezeichnung	Hinweise
ELI: 619536	 455 071	Proteine	Vacurette ® 8 ml CAT Serum Gel Clot Activator	Serum-Röhrchen (rot)
ELI: 605176	 454 327	Gerinnung Erwachsene	Vacurette ® 3.5 ml 9NC Coagulation sodium citrate 3.2%	Citrat-Röhrchen (blau)
ELI: 606207	 454 321	Gerinnung Kinder	Vacurette ® 2 ml 9NC Coagulation sodium citrate 3.2%	Citrat-Röhrchen (blau)
im OKH-Labor abrufbar	 04 1959 001	Multiplate ®	S-Monovette ®, Fa. Sarstedt 1.6 ml Hirudin + Adapter	Hirudin-Monovette (grün) + Adapter (farblos)
ELI: 619339	 455 083P	Chemie	Vacurette ® 8 ml LH Lithium Heparin Seperator mit Gel	Heparin-Röhrchen (grün)
ELI: 600534	 454 036	Blutbild	Vacurette ® 4 ml K3E EDTA K3	EDTA-Röhrchen (violett)
ELI: 619981	 454 087	Blutbild / Senkung	Vacurette ® 2 ml K3E EDTA K3	EDTA-Röhrchen (violett)
ELI: 600553	 455 045	Blutbild	Vacurette ® 9 ml K3E EDTA K3	EDTA-Röhrchen (violett)
ELI: 610377	 456 093	Blutgruppe	Vacurette ® 6 ml K3E Crossmatch EDTA K3	EDTA-Röhrchen (rosa)
ELI: 600554	 454 085	Glukose	Vacurette ® 2 ml FE Sodium Fluoride / K3EDTA	Glukose-Röhrchen (grau)
ELI: 612087	 455 001	Sonstiges	Vacurette ® 9 ml ohne Zusätze	Röhrchen ohne Zusätze (weiß)

im OKH-Labor abrufbar	 163 160	Liquor	CELLSTAR® 12 ml Cell Culture Tubes, steril	Liquor-Röhrchen (rot)
ELI: 619525	 455 028	Harn	Vacuette® 9 ml Harnröhrchen mit Spitzboden	Harn-Röhrchen (gelb)